

אנו

אנו

אנו

אמצעי זהירות מיוחדים לגיב שימוש בטיחות
בתשתיות עירוניות האדם המומן שעומד בעיל החימפּ:

הזרקת תרכיב בתחליב שמן לאדם, יכולת לעורר תגובה
מקומית חריפה. בקרה כוה של נספת מוד ליפול
רפוא, להציג את התקתק התרכיב ולוחוו על הרקמת
אנטישם בתחליב שמן.

אי התאמות ותגובה בין תרופתיות:
אין לרובב עם תרכיבים אחרים.

סוג ווכילת האיריא (גוף, מ"מ, מנוט)
מייל פלסטיק (HDPE) ()
מייל מ"ל, 1,000, 500
מנוט)

הנחיות לתשומות פסולת, אריות וחומרם
שמקורם בשימוש בתכשיך רפואי וטרינרי
יש לשמשך שאירוע תרכיב בהתאם להנחיות איכות
הסבירה.

תרכיב זה חוק בהתאם להיתור יצור והפצה -
השירותים הווטרינריים.

תרכיב זה יוצר ע"י ביואק בע"מ, מעבדות ביולוגיות.
מאחר ואין בדונו לרבות את הנאים לאחר שיווק
התרכיב, דרכי השימוש בתרכיב ומצב העופות איןנו
אחראים לתחזאות השימוש בו.



ירסין BI

תרכיב אוטוגני מומנת נגד מחלת

דלקת CBD עם גופי הסגר

בתחליב שמן

תביד 4188 (א/ס/orotif ס/8)

תביד 3112 (ס/ ס/orotif 11)

יצור: **ביואק בע"מ** מעבדות ביולוגיות
רחוב האילן 30 אור עקיבא,
3060000, ישראל, טל. 04-6266777

התשובה:
חיסון תרגולות רביה נגד דלקת CBD עם גופי הסגר.

תופעת לואוי והתוצאות נגד:
לא זווע.

מן מרובה:

תרנגולות.

בתרכיב:

הורקן 0.5 מ"ל לתרנגולת, תת ערורת לאחר השערף.
חסון ראשון של בערך נבייל 12-14 שבועות.
יש לחסן לפחות פעמיים בהפרש 3-4 שבועות.
הבא את התרכיב למספרות הערך לפני השימוש.
השתמש במרקוק ובילים נקיים ומעוקרים בלבד.
ערובת פלטב את התרכיב סמוך ובתוך ההזרקה.

זמן המתנה:

21 ים לשחיטה.

הראות ואטיון:

יש לשמור את התרכיב בקירור בטמפרטורה של 8-2 מ"ץ,
מגן מקרינת שימוש שירה.

הරקן מושג ידם של ילדים.

ازהרות ואזהרות מיוחדות:

יש לחסן רקות בריאות בלבד.
השימוש בתרכיב רק על פ' הנחיתות וופא וטרינר מטפל.

אין למקפיא את התרכיב.

אין לחסן בזמן הטללה.

לשימוש וטרינרי בלבד

