



ויר 118

תרכיב ח' בורניציט מדבקת - וריאנט 2 (ס/ז) (ס/ז 1494/06)

הערות

- הרכיב יועד להחסוך ברכות בריאות בלבד.
- אין לחסן פריגיות להטלה/רבייה לפחות ניל 3 שבועות.
- יש לאחסן את התרכיב בהתאם להנחיות.
- סמ' סיום השישוש יש לשמשו שאירות ההרכיב.
- לשימוש טופרני בלבד.

זמן המתנה

אין

אחסון

בקורור בטמפרטורה של 2-8 מ'צ.
 مكان מקרינת שימוש ישירה.

אריזה

תרכיב ויר 118 מושק באזוריות של 10 בקבוקי,
זכוכית המכילים 1,000, 2,500, 2,000, 5,000 או 10,000 מילilitר כל אחד.

תאזר

תרכיב זה בורניציט מדבקת וריאנט 2 (ס/ז 1494/06)
ליחסון הרוגנולות, מיוצר בבייצי SPF ומיובש בהקפה.

תכולה

ל מנתן תרכיב מכך:
לפחות 10^{3.5} EID₅₀ של נגף בורניציט
מדבקת ח' וריאנט 2 (ס/ז 1494/06).

חיסון

חיסון תרגנולות נגד מחלת בורניציט מדבקת
הנורמת ע"י נייפ' המחלה - וריאנט 2.

הוראות שימוש

- השימוש בתרכיב עפ"י הוראות רופא וספרור מספל.
- המכט את התרכיב ב-5 מיל' מים קרים שוקרים או רתוחמים וסקוררים הטרם.
- השימוש בתרכיב מיד לאחר המסתן.

דרכי הנאה ומינן

הקפדר על מנת של מנה לתרנגול בכל גיל.

דיסון

ודא שהמרוסס או המערפל נקיים ולא
שאריות של חומר חיטוי. כייל את המכשר
והתאים לזריסות או ערפל. דלל של 1,000
מנות תרכיב ב-300-300 מ"ל מים קרים
טעירים או רתוחמים וסקוררים הטרם. הפסק
פעולת פאווררים בלול לפני הערפל.
רף/רעד 30-60 ס"מ מעל ראי
התרגנולות במרוסס/מערפל מותאים ומכוון

טפטוף לעין

دلל כל 1,000 מנות תרכיב ב-25-20 מ"ל
(שווה ערך לפפטוף תואמת הנזיפה)
40-50 טיפות במ"ל), מים קרים, מעוקרים
או רתוחמים וסקוררים הטרם. טפטוף טיפה
את לעין או לניחיר, באמצעות בקבוק
טפטוף מתאים.